




ARTIS POLYVALENTE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Colle poudre intérieure à base d'amidon et de cellulose renforcée d'acétate de polyvinyle.

Domaine d'utilisation :

Permet de coller tous les types de papiers peints, gaufrés, épais et vinyles légers. Recommandée pour les pièces à vivre (séjour, salon, chambre).

Avantages :

- Bon pouvoir glissant
- Idéale séjour et chambre
- Permet une détrempe contrôlée des papiers peints.
- Traité fongicide

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempts de moisissures et d'humidité), solides, propres, secs, et normalement absorbants.

Préparation du produit :

Verser la COLLE POLYVALENTE dans un seau propre, créer un tourbillon puis verser le contenu du paquet sur le bord. Continuer à remuer pendant 30 secondes.

Laisser reposer pendant 15 min.

Brasser à nouveau énergiquement, la colle est prête.

Dilution : 4 litres d'eau pour

200 grammes de colle.

Rendement : 4/5 rouleaux ; 20-25 m².

Mise en œuvre :

S'applique au rouleau ou à la brosse à encoller. Etaler régulièrement la colle au dos du papier et respecter un temps de détrempe de 5 à 10 minutes.

Lire attentivement la notice de pose du fabricant du papier.

Les anciens papiers peints doivent être enlevés en utilisant ARTIS DECOLLE PAPIERS PEINTS.

Pour les papiers peints vinyles, lourds, papiers spéciaux, pailles et textile à supports papiers, nous vous recommandons notre colle ARTIS SPECIALE. Pour la préparation de vos supports suivant leur nature nous vous recommandons soit ARTIS DURCISSEUR ou ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT.

Précaution d'emploi :

Nettoyage des outils, tâches fraîches et mains : à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :

2 ans, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité.

Après ouverture : 1 semaine.

Conditionnement :

Paquet de 200 g